

3M Mini Flip Top

Para enriquecimientos y diluciones

Cat. BPPFV9BPW

Ficha Técnica



■ Descripción

Los 3M™ Frascos de Dilución Flip-Top vienen previamente preparados con una variedad de buffers que se pueden usar como diluyentes para la enumeración de microorganismos a partir de muestras ambientales de alimentos y procesamiento de alimentos. Los 3M Frascos de Dilución Flip-Top ofrecen simplicidad para la preparación de diluciones.

■ Instrucciones de Uso

1. Abra la tapa



2. Añada la muestra



3. Cerrar y agitar



■ Características / Beneficios

Tapa de apertura abatible:

- Tapa de apertura abatible permitiendo el uso a una mano
- Tapa con bisagra que permanece unida al tubo
- La tapa garantiza el sellado sin goteos

Frascos y tubos de plástico:

- Sin riesgo de roturas o astillas de vidrio
- Tamaño pequeño con riesgo bajo de derrames
- No necesitan gradillas o soportes
- Fácil almacenamiento y mantenimiento

Surtido de caldos y diluyentes:

- Listos para usar, lote impreso en cada unidad
- Triptona, peptona, agua de peptona tamponada, tampón fosfato
- Los Flip-Top están disponibles en 90 y 99 ml y los Mini Flip-Top en 9 ml.
- Estériles por radiación gamma